

WOMAN — COSMETICS —

הטכנולוגיה הטיפולית הניידת המובילה בעולם

JUPITER



טיפול מתקדם לטיפול העור

womancosmetics.co.il

מדריך לשימוש ב-Jupiter

שלום!

תודה שרכשת את Jupiter מבית Space touch
וברוכה הבאה למשפחת WOMAN COSMETICS

אין השקעה טובה יותר מאשר להשקיע בעצמך!!!!

את עכשיו חלק מקהילה הולכת וגדלה של מיליוני
אנשים שמשתמשים בטכנולוגיית לד מתקדמת
להשגת מראה עור קורן ובריא ללא פגמים.

בזמן שאת פותחת את הקופסה עם המכשיר החדש
שלך, קחי לעצמך כמה דקות, לעיין במדריך ולהכיר
את תכונותיו ודרכי השימוש של מכשיר ה-Jupiter.

ההוראות מספקות פרטים חשובים איך להפעיל את
המכשיר בבטחה.

WOMAN COSMETICS מחויבת לספק לך את חווית
טיפול העור הטובה ביותר האפשרית.

אם יש לך איזה שהן שאלות, צוות שירות הלקוחות
האדיב והמקצועי שלנו ישמח לעזור.

את יכולה להשיג אותנו במייל:

OFFICE@WOMANCOSMETICS.CO.IL

תוכן העניינים

03 מה זה Jupiter?

03 איך Jupiter עובד?

05 מפרט טכני

05 תקנים ועמידה בתנאי בטיחות

05 תכולת החבילה

06 איך משתמשים ב-Jupiter

07 התוויות, אזהרות ואמצעי זהירות

08 מבחן רגישות לאור

08 אחריות מוגבלת

08 הרשמה לתעודת אחריות

מה זה Jupiter?

Jupiter הוא מכשיר לד לשימוש ביתי המשלב את כל הטכנולוגיות העדכניות ביותר בטיפוח העור ומכשור רפואי, כל זה במכשיר אחד, קל ונוח לשימוש.

Jupiter עוצב על ידי מנתחים פלסטיים ורופאי עור, על מנת לספק מכשיר איכותי קל ונגיש לשימוש ביתי.

Jupiter מציע שני אופנים של טיפול - אורך גל אינפרא אדום ואינפרא כחול, הפועלים להגנה על העור שלך לטווח ארוך.

ניתן להשתמש בשני סוגי הטיפולים על הפנים והצוואר.

Jupiter נטען וידידותי לנסיעות, כלומר, מספק תוצאות עוצמתיות בכל מקום שאת נמצאת ומאפשר לך לקבל טיפולי אור בתאורת לד בנוחות של ביתך ובזמןך הפנוי, להנאה ותוצאות מעולות.

איך הJupiter עובד?

טיפול לד הוא טיפול לא פולשני המנצל אור באורכי גל מדויקים כדי לחדור לעור, מבלי לגרום נזק.

האור ממריץ תגובות כימיות טבעיות בתאי העור, גורם להתחדשות וריפוי ומפעיל תהליכי החלמה בעור.

Jupiter פותח על ידי מנתחים פלסטיים ודרמטולוגים מובילים בארצות הברית, באמצעות גלי אור ומטפל ביעילות בשפע של סוגים ובעיות עור.

Jupiter שני מצבי הפעלה זמינים:

האור הכחול נועד לשפר את מרקם העור ולהפחית דלקתיות בעור, טשטוש כתמי שמש ופיגמנטציה, אקנה ואפילו צלקות הנובעות מאקנה.

בנוסף, טכנולוגיות האור הכחול משולבת עם טכנולוגיה מקררת.

באמצעות הטכנולוגיה הזו, המשטח של המכשיר שבא במגע עם פנים, מתקרר עד 7 מעלות צלסיוס.

האור הכחול בשילוב הקירור מקטין נקבוביות, מאט את זרימת הדם, מקל על דלקת, מפחית ומחסל בקטריות על פני העור.

יכול לשמש במקביל עם מוצרים נוספים כחלק מתוכנית טיפול באקנה.

האור האדום עוצב להפחית סימני הזדקנות על ידי סיוע בהמרצת ייצור והתרבות של תאים. קולגן וסיבים בעור הפנים.

האור האדום חוזר לשיכבת ההיפודרמיס, השכבה העמוקה והעבה ביותר של העור.

האור האדום משולב בטכנולוגיית חימום. בזמן הטיפול, המשטח של היופיטר, הבא במגע עם הפנים, מגיע לכ-40 מעלות צלסיוס, ומספק בדרך זו חום מקומי לפתיחת הנקבוביות, מזרז זרימת דם באזור המטופל.

טיפול חדשני זה משלב טיפול אנטי אייג'ינג' - חום ואור להשפעה מהירה ומתמשכת עם תוצאות מהירות הנשארות לאורך זמן.

מפרט טכני

משקל: 230 גרם
מדידת מוצר: 6.5C*6.5*20
הספק כניסה: 10W
זמן טעינה: כ-3 שעות
סוג סוללה: ליתיום 3.7V 900MAH

תקנים ועמידה בתנאי בטיחות

כל מכשירי Space touch המבוססים על טכנולוגיית לד, מאושרים על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ועומדים בתקן הבינלאומי של בטיחות בסיסית עבור מכשירים רפואיים IEC 60601 כמו כן, עומדים בסטנדרטים מיוחדים מבחינת בטיחות המוצר לשימוש הביתי כמוצר לשימוש ביתי שאינו מבוסס על לייזר IEC 60825 ו-IEC 62471 בטיחות פוטו ביולוגית של המנורות ומערכת התאורה במכשיר.

מוצרי Space touch מאושרים על ידי ISO 14971 -בטיחות מכשירים ביתיים למניעת סיכון

וכן, מאושרים על ידי המרכז להערכה ביולוגית בבדיקת ציטוטוקסיות במבחנה ISO 10993-5 כמו כן, המכשיר עבר בדיקת גירוי ורגישות לעור ISO 10993-10/

תכולת החבילה

מכשיר Jupiter
מטען – תחנת טעינה
כבל טעינה

איך להשתמש ב-Jupiter

הפעלת המכשיר

כדי להפעיל את Jupiter, לחצי על הכפתור לחיצה אחת עד שאור המכשיר נהיה אדום. בלחיצה קצרה נוספת, אור המכשיר נהפך לכחול ולחיצה נוספת ארוכה, מכבה את היופיטר.

לחיצה קטנה מחליפה את המצב מלד אדום ללד כחול. לכיבוי יופיטר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה יותר, עד שהאורות נכבים.

שימוש במכשיר

- ניתן להשתמש ב-Jupiter בבקר או בערב, לפי העדפה אישית.
- יש להשתמש ב-Jupiter באזור הפנים והצוואר, בתנועות מעגליות.
- בזמן הטיפול בלד הכחול, את עשויה לשמוע את הצליל של המאוורר הפנימי. אל חשש, הדבר צפוי כחלק מתהליך הקירור.
- טיפול בודד נמשך 8 דקות והמכשיר יכבה לאחר השלמת הטיפול.
- את יכולה לעשות מס' טיפולים באזורים שונים של הפנים.
- מומלץ להשתמש ב-Jupiter מידי יום במשך 30 הימים הראשונים, ולאחר מכן פעם בשבוע.
- לתוצאה מושלמת סיימי את הטיפול עם סרום לחות של WOMAN COSMETICS לתוצאה מושלמת.
- נגבי בסיום הטיפול את החלק העליון של Jupiter עם מטלית לחה או אלכוהול.

טעינת המכשיר

חברי את תחנת הטעינה לחשמל באמצעות הכבל שהגיע בחבילה.

השתמשי רק בכבל המקורי שסופק, מכיוון שכבלים אחרים עלולים לגרום נזק למכשיר.

כאשר תחנת הטעינה מחוברת, הניחי את היופיטר על תחנת הטעינה, כדי לטעון את המכשיר.

כשהמכשיר שלך טעון במלואו, המכשיר יצפצף 3 פעמים והאורות במכשיר ייכבו, מה שמציין שהוא מוכן כעת לשימוש.

טעינת המכשיר יכולה לקחת עד 3 שעות.

התוויות נגד, אזהרות ואמצעי זהירות

התוויות נגד

- אין להשתמש במכשיר אם את בהריון.
 - אין להשתמש במכשיר בזמן מקלחת, רחצה או שחייה
 - אין להפיל את המכשיר או להכניס אותו לתא הטעינה בכוח מופרז.
 - במידה ומתפתח גירוי בעור, לא להמשיך להשתמש במכשיר. התייעצי עם הרופא אם גירוי העור נמשך
 - אל תשתמשי במכשיר אם את סובלת מלופוס, אריתמטוסוס, לבקנות, הפרעות רגישות לעור, אקזמה שנובעת מרגישות לאור או כל תרופות שעלולות לגרום לרגישות לאור. אלא אם כן התייעצת עם הרופא.
 - נורות לד עלולות לגרום לתגובות עור קשות עבור התנאים המפורטים.
- אל תשתמשי במכשיר אם את חושדת שהוא פגום או זקוק לתיקון. במקום זאת, צרי קשר במייל עם OFFICE@WOMANCOSMETICS.CO.IL

אזהרות

- לפני הטיפול אין להשתמש במכשיר מבלי להסיר את כל מוצרי הטיפוח ו/או איפור לפני טיפול. מרכיבים במוצרי טיפוח/איפור, עלולים לגרום לרגישות לאור או להפחית את היעילות של הטיפול.
- אין להתעסק עם ההתקן או לשנות אותו בשום צורה. כל ניסיון לסדר את המכשיר או לשנות או לנסות להפעיל אותו בדרך שאינה נכונה, תביא לביטול האחריות.
- אל תמשיכי להשתמש במכשיר אם הוא מתחמם יתר על המידה, או אם את מרגישה חום בצורה לא נעימה בזמן השימוש. כבי אותו מייד וצרי קשר עם שירות הלקוחות.
- אל תמשיכי להשתמש במכשיר אם את נתקלת באדמומיות ממושכת בעור או באי נוחות הנמשכת יותר משעתיים לאחר הטיפול. זה יכול להיות בגלל רגישות לאור או מצב אחר. נא להתייעץ עם הרופא.

אמצעי זהירות

לפני השימוש במכשיר Jupiter, אנו ממליצים בחום לבצע בדיקת רגישות לאור. הפסיקי להשתמש במכשיר אם את חווה תופעות כלשהן מהטיפול. התייעצי עם הרופא אם במידה ויש לך ספק לגבי המוצר והטיפול בו.

מבחן רגישות לאור

שלב 1: הפעילי את המכשיר והניחי אותו על פנים נקיות

שלב 2: השתמשי במכשיר לסיבוב אחד של טיפול. זה אמור לקחת כ-8 דקות.

המכשיר יכבה ברגע שהטיפול הושלם.

בכל שלב, אם את חווה חום לא נוח או אי נוחות, הפסקי להשתמש במכשיר מיד.

שלב 3: המתני 24 שעות לפני השימוש במכשיר שוב.

אם את חווה כאב, אי נוחות או אדמומיות שנמשכים יותר משעתיים, נא להתייעץ עם רופא. שכן יתכן שיש לך רגישות.

אחריות מוגבלת לכל החיים

אחריות לכל החיים למכשירי Space touch מבטיחה כיסוי עבור פגמים בייצור. לא לשימוש מופרז מקצועי/ שבר/שימוש שלא לפי כללי השימוש.

כדי לנצל את האחריות, עליך למלא טופס אחריות, עד שבעה ימים מהשימוש הראשון.

אי רישום נכון ובזמן של המכשיר יבטל את תוקף האחריות.





03-6716866



office@womancosmetics.co.il



womancosmetics.co.il



[womancosmeticsisrael](https://www.facebook.com/womancosmeticsisrael)



[woman.cosmetics.israel](https://www.instagram.com/woman.cosmetics.israel)



מגדלי התאומים 1, ז'בוטינסקי 33, רמת גן